

Tulip Bukkalröhrchen

Tulip buccal tubes

Die Tulip Bukkalröhrchen verdanken ihren Namen dem tulpenförmigen Ein-suchtrichter. Er ist besonders groß dimensioniert, sodass sich Drahtbögen schnell und einfach einführen lassen. Ihre Patienten freuen sich über das äußerst flache Profil, das hohen Komfort garantiert.

The Tulip buccal tubes owe their name to the tulip-shaped entrance funnel. It has been dimensioned especially large to allow quick and easy insertion of the archwires. Your patients will be delighted by the extremely flat design which guarantees a high level of comfort.



Comfort Line 3D Bukkalröhrchen

Comfort Line 3D buccal tubes

Comfort Line 3D Bukkalröhrchen sind die neueste Generation unserer bewährten Klassiker mit optimiertem, kleinerem und anatomisch geformtem Pad. Im MIM-Verfahren in einem Stück inklusive Klebebasis hergestellt, bieten die Bukkalröhrchen alle Vorteile der Comfort Line Bukkalröhrchen und sind darüber hinaus noch garantiert nickelfrei. Das smarte Design der 3D-Basis sorgt für höhere Haftwerte und erlaubt gleichzeitig ein sicheres und komfortables Debonding.

Comfort Line 3D buccal tubes are the newest generation of our proven classics providing an optimised and anatomically shaped, smaller pad. These MIM-manufactured one piece buccal tubes have all advantages of Comfort Line buccal tubes and are also nickel free. The smart design of the 3D-base provides optimal bonding strength whilst maintaining safe and comfortable debonding.

Comfort Line *3D*

Fissurenkerbe
anatomical indent




Comfort Line 3D Bukkalröhrchen sind auch mit Fissurenkerbe erhältlich, um das Platzieren zu vereinfachen.

Comfort Line 3D buccal tubes are also available with an anatomical indent for precision placement.

Comfort Line Bukkalröhrchen

Comfort Line buccal tubes



Die größten Vorteile auf einen Blick.

- | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|--|
| 1 | Flacheres Häkchen. | 4 | Modifizierte Anbindung der konvertiblen Deckkassche (convertible). |
| 2 | Stärker verrundete labiale Flächen. | 5 | Größerer Einsuchtrichter. |
| 3 | Flacheres Profil. | | |

Most attractive advantages at a glance.

- | | | | |
|----------|------------------|----------|---|
| 1 | Flatter hook. | 4 | Modified link to the convertible cap tab (convertible). |
| 2 | Rounded bodies. | 5 | Larger insertion funnel. |
| 3 | Flatter profile. | | |

Viele unserer Bukkalröhrchen sind in der Ausführung „Comfort Line“ verfügbar. Diese Bukkalröhrchen zeichnen sich durch einen höheren Komfort für Patienten und Behandler aus:

Sie verfügen über eine modifizierte Deckkassche, die über die vollständige Slotlänge geschlossen ist. So können sich keine Fremdkörper (insbesondere Zahnbürstenborsten) darin verfangen. Die Entfernung funktioniert selbstverständlich dennoch problemlos.

Das Einführen von Drahtbögen ist einfacher, dank eines vergrößerten und verrundeten Einsuchtrichters.

Das Profil ist insgesamt flacher gestaltet und anatomisch gewölbt. Durch größenreduzierte okklusale Flügel wird die Gefahr eines Aufbisses reduziert.

Many of our buccal tubes are available in the "Comfort Line" design. These buccal tubes are distinguished by greater patient comfort and enhanced convenience for the practitioner:

They feature a modified cap over the whole slot length. This prevents foreign objects (particularly the bristles of toothbrushes) from becoming trapped inside. Nevertheless, the caps can be removed.

The insertion of archwires is easier thanks to a larger and rounded insertion funnel.

Overall, the profile is flatter in terms of its design, and anatomically curved. As a result of smaller occlusal wings, the risk of contact with antagonizing teeth is reduced.

Comfort Line 3D – Das adaptive MIM-Pad Comfort Line 3D – The adaptive MIM Pad

Comfort Line *3D*



Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick.

- 1 Stützstruktur sichert dünnwandigen Kleberand vor Beschädigung während der Anpassung des Pads.
- 2 Drei einzelne Padsegmente mit geschlossen umlaufendem Rand.
- 3 Zwei okkluso-gingivale Kerben definieren Biegeverhalten und -richtung.
- 4 Retention basierend auf etablierter Comfort Line 3D Basis.

Most attractive advantages at a glance.

- 1 Support structure secures thin-walled adhesive edge from damage during pad fitting.
- 2 Three individual pad segments with closed circumferential edge.
- 3 Two occluso-gingival notches define bending behavior and direction.
- 4 Retention based on established Comfort Line 3D base.


15% kleiner als das Bigfoot-Pad, aber mit der gleichen Funktionalität

15% smaller than the Bigfoot pad, but with the same functionality



Im Auslieferungszustand |
In delivery state

Nach der Anpassung an den Zahn |
After the adjustment to the tooth



Bukkalröhrchen

Buccal tubes

Roth Prescription

Maxillary	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	for welding		on small Pad	
						right	left	right	left
 Comfort Line occlusal headgear tube convertible	6 6	-14°	-	14°	.018" x .028"	741-0703	740-0703	-	-
					.022" x .028"	741-0701	740-0701	-	-
 Comfort Line convertible	6 6	-14°	-	14°	.018" x .028"	741-0727	740-0727	-	-
					.022" x .028"	741-0725	740-0725	-	-
 gingival headgear tube convertible	6 6	-14°	-	14°	.018" x .028"	741-0713	740-0713	-	-
					.022" x .028"	741-0711	740-0711	-	-
 occlusal headgear tube convertible	6 6	-14°	-	14°	.018" x .028"	741-0723	740-0723	-	-
					.022" x .028"	741-0721	740-0721	-	-
 Comfort Line	7 7	-14°	-	14°	.018" x .028"	741-0803	740-0803	741-0804	740-0804
					.022" x .028"	741-0801	740-0801	741-0802	740-0802

Mandibular

 Comfort Line convertible	6 6	-30°	-	4°	.018" x .028"	741-1703	740-1703	-	-
					.022" x .028"	741-1701	740-1701	-	-
 Comfort Line convertible, for Lip Bumper ø .045 inch / ø 1.15 mm	6 6	-30°	-	4°	.018" x .028"	741-1707	740-1707	-	-
					.022" x .028"	741-1705	740-1705	-	-
	7 7	-30°	-	4°	.018" x .028"	741-1803	740-1803	741-1804	740-1804
					.022" x .028"	741-1801	740-1801	741-1802	740-1802

Tulip Bukkalröhrchen

Tulip buccal tubes

Maxillary	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	on large Pad		on Big Foot Pad	
						right	left	right	left
	76 67	-14°	-	14°	.018" x .028"	743L0754	742L0754	743B0754	742B0754
					.022" x .028"	743L0752	742L0752	743B0752	742B0752

on large Pad		on Big Foot Pad		on adaptive MIM pad (Ni-Free)		Comfort Line 3D (Ni-Free)			
						without anatomical indent		with anatomical indent	
right	left	right	left	right	left	right	left	right	left
741-0704	740-0704	741B0704	740B0704	–	–	741M0704*	740M0704*	–	–
741-0702	740-0702	741B0702	740B0702	–	–	741M0702*	740M0702*	–	–
–	–	–	–	741-0728	740-0728	–	–	–	–
–	–	–	–	741-0726	740-0726	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
741L0804	740L0804	741B0804	740B0804	–	–	741M0804	740M0804	741K0804	740K0804
741L0802	740L0802	741B0802	740B0802	–	–	741M0802	740M0802	741K0802	740K0802

741-1704	740-1704	741B1704	740B1704	–	–	741M1704*	740M1704*	–	–
741-1702	740-1702	741B1702	740B1702	–	–	741M1702*	740M1702*	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
741L1804	740L1804	741B1804	740B1804	–	–	741M1804*	740M1804*	–	–
741L1802	740L1802	741B1802	740B1802	–	–	741M1802	740M1802*	–	–

* Kein Comfort Line 3D | no Comfort Line 3D

Bei Bestellung von aufgeschweißten Bändern bitte angeben: Band-Typ, Bandgröße, Bukkalröhrchen, linguale Setzlaschen.
When ordering prewelded bands please specify: band type, band size, buccal tube, lingual seating eyelets.

Bukkalröhrchen

Buccal tubes

McLaughlin/Bennett/Trevisi Prescription

Maxillary	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	for welding		on small Pad	
						right	left	right	left
 Comfort Line occlusal headgear tube convertible	6 6	-14°	-	10°	.018" x .028"	728-0713	727-0713	-	-
					.022" x .028"	728-0711	727-0711	-	-
 occlusal headgear tube convertible	6 6	-14°	-	14°	.018" x .028"	-	-	-	-
					.022" x .028"	-	-	-	-
 convertible	6 6	-14°	-	10°	.022" x .028"	728-0701	727-0701	-	-
 Comfort Line convertible	6 6	-14°	-	10°	.018" x .028"	728-0727	727-0727	-	-
					.022" x .028"	728-0725	727-0725	-	-
 Comfort Line	7 7	-14°	-	10°	.018" x .028"	728-0803	727-0803	728-0804	727-0804
					.022" x .028"	728-0801	727-0801	728-0802	727-0802
 Comfort Line	76 67	-14°	-	12°	.018" x .028"	-	-	-	-
					.022" x .028"	-	-	-	-

Mandibular

 Comfort Line convertible	6 6	-20°	-	0°	.018" x .028"	728-1703	727-1703	-	-
					.022" x .028"	728-1701	727-1701	-	-
 Comfort Line	6 6	-20°	-	0°	.018" x .028"	728-1713	727-1713	728-1714	727-1714
					.022" x .028"	728-1711	727-1711	728-1712	727-1712
 convertible, for Lip Bumper ø .045 inch / ø 1.15 mm	6 6	-20°	-	0°	.022" x .028"	728-1705	727-1705	-	-
 Comfort Line	7 7	-10°	-	0°	.018" x .028"	728-1803	727-1803	728-1804	727-1804
					.022" x .028"	728-1801	727-1801	728-1802	727-1802

Tulip Bukkalröhrchen

Tulip buccal tubes

Mandibular	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	on large Pad		on Big Foot Pad	
						right	left	right	left
	7 7	-10°	-	0°	.018" x .028"	742T0724	743T0724	-	-
					.022" x .028"	742T0722	743T0722	-	-
	76 67	-20°	-	0°	.018" x .028"	743L1714	742L1714	743B1714	742B1714
					.022" x .028"	743L1712	742L1712	743B1712	742B1712

									
on large Pad		on Big Foot Pad		on adaptive MIM pad (Ni-Free)		Comfort Line 3D (Ni-Free)			
right	left	right	left	right	left	without anatomical indent		with anatomical indent	
right	left	right	left	right	left	right	left	right	left
728-0714	727-0714	–	–	–	–	–	–	–	–
728-0712	727-0712	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	741M0704*	740M0704*	–	–
–	–	–	–	–	–	741M0702*	740M0702*	–	–
728-0702	727-0702	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	728-0728	727-0728	–	–	–	–
–	–	–	–	728-0726	727-0726	–	–	–	–
728L0804	727L0804	728B0804	727B0804	–	–	–	–	–	–
728L0802	727L0802	728B0802	727B0802	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	728M0804	727M0804	728K0804	727K0804
–	–	–	–	–	–	728M0802	727M0802	728K0802	727K0802

728-1704	727-1704	728B1704	727B1704	–	–	–	–	–	–
728-1702	727-1702	728B1702	727B1702	–	–	728M1702*	727M1702*	–	–
728L1714	727L1714	728B1714	727B1714	–	–	728M1714	727M1714	728K1714	727K1714
728L1712	727L1712	728B1712	727B1712	–	–	728M1712	727M1712	728K1712	727K1712
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
728L1804	727L1804	728B1804	727B1804	–	–	728M1804	727M1804	728K1804	727K1804
728L1802	727L1802	728B1802	727B1802	–	–	728M1802	727M1802	728K1802	727K1802

* Kein Comfort Line 3D | no Comfort Line 3D

Bei Bestellung von aufgeschweißten Bändern bitte angeben: Band-Typ, Bandgröße, Bukkalröhrchen, linguale Setzlaschen
When ordering prewelded bands please specify: band type, band size, buccal tube, lingual seating eyelets

Bukkalröhrchen

Buccal tubes

Trevisi Prescription

Maxillary	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	for welding		on small Pad	
						right	left	right	left
 Comfort Line occlusal headgear tube convertible	6 6	-14°	-	10°	.018" x .028"	728-0713	727-0713	-	-
					.022" x .028"	728-0711	727-0711	-	-
 Comfort Line	7 7	-14°	-	10°	.018" x .028"	728-0803	727-0803	728-0804	727-0804
					.022" x .028"	728-0801	727-0801	728-0802	727-0802
 Comfort Line	76 67	-14°	-	12°	.018" x .028"	-	-	-	-
					.022" x .028"	-	-	-	-

Mandibular

 Comfort Line convertible	6 6	-20°	-	0°	.018" x .028"	728-1703	727-1703	-	-
					.022" x .028"	728-1701	727-1701	-	-
 Comfort Line	6 6	-20°	-	0°	.018" x .028"	728-1713	727-1713	728-1714	727-1714
					.022" x .028"	728-1711	727-1711	728-1712	727-1712
 Comfort Line	7 7	-10°	-	0°	.018" x .028"	728-1803	727-1803	728-1804	727-1804
					.022" x .028"	728-1801	727-1801	728-1802	727-1802

Tulip Bukkalröhrchen

Tulip buccal tubes

Mandibular	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	on large Pad		on Big Foot Pad	
						right	left	right	left
 Comfort Line	7 7	-10°	-	0°	.018" x .028"	742T0724	743T0724	-	-
					.022" x .028"	742T0722	743T0722	-	-
 Comfort Line	76 67	-20°	-	0°	.018" x .028"	743L1714	742L1714	743B1714	742B1714
					.022" x .028"	743L1712	742L1712	743B1712	742B1712



on large Pad		on Big Foot Pad		Comfort Line 3D (Ni-Free)			
				without anatomical indent		with anatomical indent	
right	left	right	left	right	left	right	left
728-0714	727-0714	–	–	–	–	–	–
728-0712	727-0712	–	–	–	–	–	–
728L0804	727L0804	728B0804	727B0804	–	–	–	–
728L0802	727L0802	728B0802	727B0802	–	–	–	–
–	–	–	–	728M0804	727M0804	728K0804	727K0804
–	–	–	–	728M0802	727M0802	728K0802	727K0802

728-1704	727-1704	728B1704	727B1704	–	–	–	–
728-1702	727-1702	728B1702	727B1702	728M1702*	727M1702*	–	–
728L1714	727L1714	728B1714	727B1714	728M1714	727M1714	728K1714	727K1714
728L1712	727L1712	728B1712	727B1712	728M1712	727M1712	728K1712	727K1712
728L1804	727L1804	728B1804	727B1804	728M1804	727M1804	728K1804	727K1804
728L1802	727L1802	728B1802	727B1802	728M1802	727M1802	728K1802	727K1802

* Kein Comfort Line 3D | no Comfort Line 3D

Bei Bestellung von aufgeschweißten Bändern bitte angeben: Band-Typ, Bandgröße, Bukkalröhrchen, linguale Setzlaschen
When ordering prewelded bands please specify: band type, band size, buccal tube, lingual seating eyelets

Bukkalröhrchen

Buccal tubes

McLaughlin Bennett 5.0 Prescription






Maxillary	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	for welding		on small Pad	
						right	left	right	left
	7 7	-14°	-	4°	.018" x .028"	-	-	-	-
					.022" x .028"	-	-	-	-

Mandibular




	7 7	-10°	-	0°	.018" x .028"	-	-	-	-
					.022" x .028"	-	-	-	-

Tulip Bukkalröhrchen

Tulip buccal tubes




Maxillary	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	on large Pad	
						right	left
	76 67	-14°	-	10°	.018" x .028"	743T0744	742T0744
					.022" x .028"	743T0742	742T0742

Mandibular



	6 6	-20°	-	0°	.018" x .028"	743T1714	742T1714
					.022" x .028"	743T1712	742T1712
	7 7	-10°	-	0°	.018" x .028"	742T0724	743T0724
					.022" x .028"	742T0722	743T0722



on large Pad



on Big Foot Pad



without
anatomical indent



with
anatomical indent

on large Pad		on Big Foot Pad		Comfort Line 3D (Ni-Free)			
right	left	right	left	without anatomical indent		with anatomical indent	
right	left	right	left	right	left	right	left
–	–	–	–	728-0814*	727-0814*	–	–
–	–	–	–	728-0812*	727-0812*	–	–

–	–	–	–	728-1814*	727-1814*	–	–
–	–	–	–	728-1812*	727-1812*	–	–

* Mini buccal tubes

Bei Bestellung von aufgeschweißten Bändern bitte angeben: Band-Typ, Bandgröße, Bukkalröhrchen, linguale Setzlaschen
When ordering prewelded bands please specify: band type, band size, buccal tube, lingual seating eyelets

Maxillary	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	for welding		on small Pad	
						right	left	right	left
							6 6	-30°	-
					.022" x .028"	739-0701	738-0701	-	-
	7 7	-30°	-	6°	.018" x .028"	739-0803	738-0803	739-0804	738-0804
					.022" x .028"	739-0801	738-0801	739-0802	738-0802

Mandibular

	6 6	-30°	-	4°	.018" x .028"	739-1703	738-1703	-	-
					.022" x .028"	739-1701	738-1701	-	-
	7 7	-30°	-	0°	.018" x .028"	739-1803	738-1803	739-1804	738-1804
					.022" x .028"	739-1801	738-1801	739-1802	738-1802

Tulip Bukkalröhrchen Tulip buccal tubes

Mandibular	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	on large Pad		on Big Foot Pad	
						right	left	right	left
							76 67	-30°	-
					.022" x .028"	743L1732	742L1732	743B1732	742B1732



on large Pad



on Big Foot Pad

Comfort Line 3D
(Ni-Free)

on large Pad		on Big Foot Pad		Comfort Line 3D (Ni-Free)			
				without anatomical indent		with anatomical indent	
right	left	right	left	right	left	right	left
739-0704	738-0704	–	–	–	–	–	–
739-0702	738-0702	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–

739-1704	738-1704	739B1704	738B1704	–	–	–	–
739-1702	738-1702	739B1702	738B1702	–	–	–	–
–	–	–	–	748M8315	748M8215	748K8315	748K8215
748L8325	748L8225	–	–	748M8325	748M8225	748K8325	748K8225

Bei Bestellung von aufgeschweißten Bändern bitte angeben: Band-Typ, Bandgröße, Bukkalröhrchen, linguale Setzlaschen
 When ordering prewelded bands please specify: band type, band size, buccal tube, lingual seating eyelets

Bukkalröhrchen

Buccal tubes


Roncone Prescription




Maxillary	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	for welding		on small Pad	
						right	left	right	left
 Comfort Line convertible	6 6	-20°	–	20°	.022" x .028"	737-0701	736-0701	–	–
 convertible	6 6	-20°	–	12°	.022" x .028"	737-0725	736-0725	–	–
 Comfort Line	7 7	-17°	–	12°	.022" x .028"	737-0801	736-0801	737-0802	736-0802

Mandibular

 Comfort Line convertible	6 6	-13°	–	4°	.022" x .028"	737-1701	736-1701	–	–
 Comfort Line	7 7	-10°	–	0°	.0228" x .028"	737-1801	736-1801	737-1802	736-1802



on large Pad		on Big Foot Pad		Comfort Line 3D (Ni-Free)			
				without anatomical indent		with anatomical indent	
right	left	right	left	right	left	right	left
737-0702	736-0702	-	-	-	-	-	-
737-0726	736-0726	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

737-1702	736-1702	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	728M1802	727M1802	728K1802	727K1802

* Kein Comfort Line 3D | no Comfort Line 3D

Bei Bestellung von aufgeschweißten Bändern bitte angeben: Band-Typ, Bandgröße, Bukkalröhrchen, linguale Setzlaschen
 When ordering prewelded bands please specify: band type, band size, buccal tube, lingual seating eyelets

Bukkalröhrchen

Buccal tubes

Standard Edgewise/Ricketts Prescription

Maxillary	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	for welding		on small Pad	
						right	left	right	left
							6 6	0°	-
					.022" x .028"	749-0320	749-0220	-	-
 gingival headgear tube	6 6	0°	-	0°	.018" x .028"	752-0310	752-0210	-	-
 Comfort Line convertible	6 6	0°	-	0°	.018" x .028"	743-2703	742-2703	-	-
					.022" x .028"	743-2701	742-2701	-	-
 Comfort Line	6 6	0°	-	0°	.018" x .028"	748-0211	748-0311	748-8211	748-8311
					.022" x .028"	748-0221	748-0321	748-8221	748-8321

Mandibular

 Comfort Line	6 6	0°	-	0°	.018" x .028"	750-0410	750-0410	-	-
 Comfort Line convertible	6 6	0°	-	0°	.018" x .028"	742-2703	743-2703	-	-
					.022" x .028"	742-2701	743-2701	-	-
 Comfort Line	6 6	0°	-	0°	.018" x .028"	748-0311	748-0211	748-8311	748-8211
					.022" x .028"	748-0321	748-0221	748-8321	748-8221

Tulip Bukkalröhrchen

Tulip buccal tubes

Maxillary	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	on large Pad		on Big Foot Pad	
						right	left	right	left
							76 67	0°	-
					.022" x .028"	743L0712	742L0712	743B0712	742B0712

							
on large Pad		on adaptive MIM Pad (Ni-Free)		without anatomical indent		with anatomical indent	
right	left	right	left	right	left	right	left
749-8310	749-8210	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	743-2704	742-2704	–	–	–	–
–	–	743-2702	742-2702	–	–	–	–
748L8211	748L8311	–	–	748M8211	748M8311	748K8211	748K8311
748L8221	748L8321	–	–	748M8221	748M8321	748K8221	748K8321

–	–	–	–	–	–	750-8410	750-8410
–	–	742-2704	743-2704	–	–	–	–
–	–	742-2702	743-2702	–	–	–	–
748L8311	748L8211	–	–	748M8311	748M8211	748K8311	748K8211
748L8321	748L8221	–	–	748M8321	748M8221	748K8321	748K8221

Bei Bestellung von aufgeschweißten Bändern bitte angeben: Band-Typ, Bandgröße, Bukkalröhrchen, linguale Setzlaschen
 When ordering prewelded bands please specify: band type, band size, buccal tube, lingual seating eyelets

Bukkalröhrchen – Sonderausführung

Buccal tubes – special execution

Maxillary	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	for welding		on small Pad	
						right	left	right	left
						 convertible	6 6	-10°	-
					.022" x .028"	743-0701	742-0701	-	-
 occlusal headgear tube, convertible	6 6	0°	-	7°	.022" x .028"	759-1320	759-1220	-	-
 Mini buccal tubes	7 7	0°	-	0°	.018" x .025"	-	-	748-9211	748-9311
					.022" x .028"	-	-	748-9221	748-9321

Mandibular

 Comfort Line convertible	6 6	-25°	-	6°	.018" x .028"	743-1703	742-1703	-	-
					.022" x .028"	743-1701	742-1701	-	-
 convertible	6 6	0°	-	7°	.018" x .028"	756-1310	756-1210	-	-
					.022" x .028"	756-1320	756-1220	-	-
 Mini buccal tubes	7 7	0°	-	0°	.018" x .025"	-	-	748-9311	748-9211
					.022" x .028"	-	-	748-9321	748-9221

Tulip Bukkalröhrchen

Tulip buccal tubes

Maxillary	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	on large Pad		on Big Foot Pad	
						right	left	right	left
							76 67	-10°	-
					.022" x .028"	743L0722	742L0722	743B0722	742B0722
	76 67	-10°	-	6°	.018" x .028"	743L0734	742L0734	743B0734	742B0734
					.022" x .028"	743L0732	742L0732	743B0732	742B0732
Mandibular									
	76 67	-25°	-	6°	.018" x .028"	743L1724	742L1724	743B1724	742B1724
					.022" x .028"	743L1722	742L1722	743B1722	742B1722



on large Pad		on Big Foot Pad		Comfort Line 3D (Ni-Free)			
				without anatomical indent		with anatomical indent	
right	left	right	left	right	left	right	left
743-0704	742-0704	-	-	-	-	-	-
743-0702	742-0702	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

743-1704	742-1704	-	-	-	-	-	-
743-1702	742-1702	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Bei Bestellung von aufgeschweißten Bändern bitte angeben: Band-Typ, Bandgröße, Bukkalröhrchen, linguale Setzlaschen
When ordering prewelded bands please specify: band type, band size, buccal tube, lingual seating eyelets

BioQuick® Molarenbrackets

BioQuick® molar brackets

McLaughlin/Bennett/Trevisi and Roth Prescription




Maxillary	Tooth	Torque	Angulation	Distal Offset	Slot	for welding		on small Pad	
						right	left	right	left
	76 67	-14°	-	12°	.018" x .028"	-	-	731-0713	730-0713
					.022" x .028"	-	-	731-0711	730-0711

Mandibular



	76 67	-20°	-	10°	.018" x .028"	-	-	731-1713	730-1713
					.022" x .028"	-	-	731-1711	730-1711

 on large Pad		 on Big Foot Pad		  Comfort Line 3D (Ni-Free)			
right	left	right	left	without anatomical indent		with anatomical indent	
right	left	right	left	right	left	right	left
–	–	731B0734	730B0734	–	–	–	–
–	–	731B0732	730B0732	–	–	–	–

–	–	731B1734	730B1734	–	–	–	–
–	–	731B1732	730B1732	–	–	–	–

Bei Bestellung von aufgeschweißten Bändern bitte angeben: Band-Typ, Bandgröße, Bukkalröhrchen, linguale Setzlaschen
 When ordering prewelded bands please specify: band type, band size, buccal tube, lingual seating eyelets